

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Kif3A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y496

Numero articolo: CM0012500

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro KIF3A umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio del trasporto ciliare, della funzione dei centrioli e della segnalazione hedgehog.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KIF3A mAb di coniglio
Note/alias	FLA10; KLP-20; KIF3A
Specie	Umano
GeneID (umano)	11127
GeneID	11127
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 600-699 di KIF3A umano (Q9Y496).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Y496
Peso della proteina	80 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante