


Anticorpo Monoclonale Anti-Kif4A Per Wb - 095239

Numero articolo: CM0010712



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio KIF4A validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva KIF4A umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio della segregazione cromosomica e della citochinesi nella mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIF4A Rabbit mAb
Note/Alias	KIF4; KIF4G1; MRX100; XLID100; KIF4A
Specie	Umano
GeneID (umano)	24137
GeneID	24137
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del KIF4A umano (095239).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	095239
Peso Proteico	140kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio