


Anticorpo Policlonale Anti-Kif4A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 095239

Numero articolo: CM0013490



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia KIF4A umano, una kinesina associata ai cromosomi essenziale per la mitosi e la citochinesi. Convalidato per Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA; presenta reazione crociata con campioni umani, di topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIF4A Rabbit pAb
Note/Alias	KIF4; KIF4G1; MRX100; XLID100; KIF4A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	24137
GeneID	24137
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 870-1080 di KIF4A umano (NP_036442.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	095239
Peso Proteico	140kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio