


Anticorpo Monoclonale Anti-Kif5B Per Wb, If-P, Elisa - P33176

Numero articolo: CM0003445



introduzione

KIF5B Rabbit mAb validato per WB, IF-P, ELISA. Rileva la KIF5B endogena in umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla funzione motoria della chinesina-1, sul trasporto mitocondriale/lisosomiale e sull'allungamento degli assoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIF5B Rabbit mAb
Note/Alias	KNS; KINH; KNS1; UKHC; HEL-S-61; KIF5B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3799
GeneID	3799
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della KIF5B umana (NP_004512.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P33176
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio