

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Kif7 Per Wb, Elisa - Q2M1P5

Numero articolo: CM0021489



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-KIF7 per applicazioni WB e ELISA. Prodotto contro KIF7 umano ricombinante (aa1044-1343). Rileva una proteina di 151 kDa. Reagisce in modo crociato con l'uomo. Ideale per studi sulla segnalazione di Hedgehog.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	KIF7 Rabbit pAb
Note/Alias	ACLS, AGBK, HLS2, MMEDF, JBTS12, UNQ340, KIF7
Specie	Uomo
GeneID (umano)	374654
GeneID	374654
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1044-1343 della KIF7 umana (NP_940927.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q2M1P5
Peso proteico	151 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio