

Anticorpo Monoclonale Anti-Kifap3 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92845

Numero articolo: CM0010902

introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio KIFAP3 validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Bersaglia la proteina associata alla chinesina 3, essenziale per il movimento cromosomico e l'ancoraggio del fuso. Ideale per la ricerca sulla divisione cellulare e sulle proteine motrici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIFAP3 mAb di Coniglio
Note/Alias	FLA3; KAP3; SMAP; KAP-1; KAP-3; Smg-GDS; dj190i16.1; KIFAP3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	22920
GeneID	22920
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 675-792 di KIFAP3 umano (Q92845)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92845
Peso Proteico	91kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio