

Anticorpo Policlonale Anti-Kifc1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bw19

Numero articolo: CM0029686



introduzione

KIFC1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Mirato al KIFC1 umano (HSET), una proteina motrice diretta verso l'estremità negativa essenziale per la formazione del fuso. Cross-reattiva con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIFC1 Rabbit pAb
Note/Alias	HSET; KNSL2; KIFC1
Specie	Umano
GenelD	3833
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9BW19
Peso Proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio