


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kifc3 Per Wb, Elisa - Q9Bvg8

Numero articolo: CM0030201



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KIFC3 umano, convalidato per WB e ELISA. Reagisce con KIFC3 umano e di ratto, una proteina motoria dei microtubuli a estremità meno, coinvolta nel trasporto apicale e nel mantenimento della zonula aderente.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KIFC3 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	KIFC3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3801
GeneID	3801
Immunogeno	Proteina ricombinante / proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-390 di KIFC3 umano (NP_005541.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q9BVG8
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio