

Anticorpo Policlonale Anti-Kinesina Catena Leggera 1 (Klc1) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q07866

Numero articolo: CM0031062



introduzione

Il pAb di coniglio KLC1 rileva KLC1 umano, murino e di ratto (UniProt Q07866) validato per WB, IHC-P, ELISA. Una proteina motrice della chinesina coinvolta nel trasporto degli organelli, ideale per la ricerca in neuroscienze e nel traffico intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo pAb di coniglio per Kinesina catena leggera 1 (KLC1)
Note/Alias	KLC; KNS2; KNS2A; Kinesina catena leggera 1 (KLC1)
Specie	Umano
GeneID (umano)	3831
GeneID	3831
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 261-560 della Kinesina catena leggera 1 (KLC1) umana (NP_005543.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Murino, Ratto
SWISS	Q07866
Peso Molecolare Proteina	65 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio