

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Kinesina Catena Leggera 1 (Klc1) Per Wb, Elisa - Q07866

Numero articolo: CM0002446



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la Kinesina catena leggera 1 (KLC1) per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e ratto. Ideale per studi sul trasporto degli organelli e sulle proteine motrici dei microtubuli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Kinesina catena leggera 1 (KLC1)
Note/Alias	KLC; KNS2; KNS2A; Kinesin light chain 1 (KLC1)
Specie	Umano
GeneID (umano)	3831
GeneID	3831
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 450-550 della Kinesina catena leggera 1 (KLC1) umana (Q07866)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q07866
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio