


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kininogen 1 (Kng1) Per Wb, If/Icc, Elisa - P01042

Numero articolo: CM0021422



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il Kininogen 1 (KNG1) umano, validato per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA; riconosce KNG1 umano, murino e di ratto. Adatto per studi sulla coagulazione e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio contro Kininogen 1 (KNG1)
Note/Alias	BK; HK; BDK; KNG; HAE6; HMWK; Kininogen 1 (KNG1)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3827
ID Gene	3827
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 148-427 del Kininogen 1 (KNG1) umano (NP_000884.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01042
Peso Proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio