


Anticorpo Policlonale Rabbit Contro Anti-Kininogen 1 (Kng1) Per Wb - P01042

Numero articolo: CM0013444



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che bersaglia la Kininogen 1 (KNG1) umana, convalidato per WB e ELISA. Rileva la kininogenina umana, di topo e di ratto; 72 kDa. Ideale per studi sulla coagulazione, la bradichinina e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Kininogen 1 (KNG1) Rabbit pAb
Note/Alias	BK; HK; BDK; KNG; HAE6; HMWK; Kininogen 1 (KNG1)
Specie	Umana
GeneID (umano)	3827
GeneID	3827
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 148-427 della Kininogen 1 umana (NP_000884.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P01042
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio