


Anticorpo Monoclonale Anti-Kir2DL2/Kir2DL3 Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P43628

Numero articolo: CM0012737



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro KIR2DL2/KIR2DL3 umano, adatto per WB, IF/ICC, FC ed ELISA. Riconosce un recettore inibitorio delle cellule natural killer per i ligandi HLA-C, espresso sulle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KIR2DL2/KIR2DL3 Rabbit mAb
Note/Alias	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; recettore 2DL3 simile alle immunoglobuline delle cellule killer; KIR2DL2/KIR2DL3
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3803/3804
ID Gene	3803/3804
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-245 di KIR2DL3 umano (NP_056952.2))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P43628
Peso proteico	27kDa/37kDa/38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio