


Anticorpo Policlonale Anti-Kir2DL3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P43628

Numero articolo: CM0022141



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro KIR2DL3 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Adatto per studi sui recettori delle cellule NK e ricerca sui checkpoint immunitari. Reattività crociata con umano e topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-KIR2DL3
Note/Alias	p58, NKAT, GL183, NKAT2, CD158b, KIR2DL, NKAT2A, NKAT2B, CD158B2, KIR-K7b, KIR-K7c, KIR2DS5, KIRCL23, KIR-023GB, KIR2DL3
Specie	Umano
GeneID (umano)	3804
GeneID	3804
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-245 di KIR2DL3 umano (NP_056952.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P43628
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio