

Anticorpo Monoclonale Anti-Kir2DL4 Per Wb, Fc, Elisa - Q99706

Numero articolo: CM0007421



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro KIR2DL4 umano, validato per Western blot, citometria a flusso e ELISA. Questo recettore lega HLA-G e regola le risposte immunitarie all'interfaccia materno-fetale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KIR2DL4 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS; KIR2DL4
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3805
GeneID	3805
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-242 di KIR2DL4 umano (NP_002246.5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q99706
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio