

Anticorpo Policlonale Anti-Kir2DL4 Per Wb, Elisa - Q99706

Numero articolo: CM0012909



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio KIR2DL4 (Q99706) validato per WB, ELISA. Rileva KIR2DL4 umano, di topo, di ratto, un recettore per HLA-G non classico. Ideale per studiare la segnalazione delle cellule NK e l'immunologia materno-fetale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	KIR2DL4 pAb di Coniglio
Note/Alias	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS; KIR2DL4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3805
ID Gene	3805
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-242 di KIR2DL4 umano (NP_002246.5).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99706
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio