


Anticorpo Policlonale Anti-Kir3DL1 Per Wb, Elisa - P43629

Numero articolo: CM0023405



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-KIR3DL1 validato per WB e ELISA. Bersaglia il recettore 3DL1 simile all'immunoglobulina delle cellule killer umano, presenta reazione crociata con il topo, peso molecolare 49 kDa. Ideale per studi su cellule NK e immunorecettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KIR3DL1 Rabbit pAb
Note / Alias	KIR; NKB1; NKAT3; NKB1B; NKAT-3; CD158E1; KIR2DL5B; KIR3DL1/S1; KIR3DL1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3811
ID gene	3811
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-222 di KIR3DL1 umano (NP_037421.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	P43629
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio