

Anticorpo Policlonale Anti-Kir3DL3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N743

Numero articolo: CM0015637

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-KIR3DL3 validato per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce KIR3DL3 umano, murino e ratto, un recettore inibitorio delle cellule NK. Ideale per la ricerca sulle cellule immunitarie e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KIR3DL3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	KIR44; KIRC1; CD158Z; KIR3DL7; KIR2DL5B; KIR3DL3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	115653
ID Gene	115653
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB,IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8N743
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio