

Anticorpo Policlonale Anti-Kir3Ds1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14943

Numero articolo: CM0025098

introduzione

Il pAb di coniglio KIR3DS1 rileva il recettore delle cellule NK CD158E2 nell'uomo, nel topo e nel ratto. Validato per Western blot, immunochimica ed ELISA. Supporta gli studi sull'immunità immunitaria e sui recettori MHC di classe I.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIR3DS1 Rabbit pAb
Note/Alias	KIR-G1, NKAT10, CD158E2, NKAT-10, KIR-123FM, KIR3DS1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3813
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 80-340 del KIR3DS1 umano (NP_001077008.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14943
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio