

Anticorpo Policlonale Anti-Kirrel Per Wb, Elisa - Q96J84

Numero articolo: CM0013109

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KIRREL umano (NEPH1) validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la biologia dei podociti e la ricerca sulla barriera di filtrazione glomerulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KIRREL Rabbit pAb
Note/Alias	NEPH1; KIRREL; NPHS23
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55243
GeneID	55243
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-200 di KIRREL umano (NP_060710.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96J84
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio