

Anti-Kiss1 (Kisspeptin-1) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15726

Numero articolo: CM0028956



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si targeting KISS1 umano (Kisspeptin-1, HH13). Validato per WB, IHC-P ed ELISA. Cross-reattività con umano e topo. Ideale per la ricerca in endocrinologia riproduttiva e oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KISS1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HH13; KiSS-1; KISS1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3814
Gene ID	3814
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 40-138 del KISS1 umano (NP_002247.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q15726
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio