


Anticorpo Policlonale Anti-Kiss1R Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969F8

Numero articolo: CM0025252



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio KISS1R (43kDa) rileva umano, topo, ratto. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideale per la biologia riproduttiva e la ricerca sui GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KISS1R Rabbit pAb
Note/Alias	HH8; CPPB1; GPR54; AXOR12; KISS-1R; HOT7T175; KISS1R
Specie	Umano
GeneID	84634 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di KISS1R umano (NP_115940.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q969F8
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio