


Anticorpo Policlonale Anti-Kitlg Per Wb, If/Icc, Elisa - P21583

Numero articolo: CM0030740



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KITLG (SCF, MGF) umano. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con uomo, topo, ratto. Per la ricerca nella biologia delle cellule staminali, l'ematopoiesi e la segnalazione cancerosa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KITLG Rabbit pAb
Note/Alias	SF; MGF; SCF; SLF; DCUA; FPH2; FPHH; KL-1; Kiti; WS2F; SHEP7; DFNA69; KITLG
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4254
GeneID	4254
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P21583
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio