


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kitlg Per Wb, If/Icc, Elisa - P21583

Numero articolo: CM0019098



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KITLG umano (ligando SCF/c-Kit). Validato in WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso il topo. Per la ricerca in ambito ematopoietico, dello sviluppo e oncologico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb anti-KITLG di coniglio
Note/alias	SF, MGF, SCF, SLF, DCUA, FPH2, FPHH, KL-1, Kitl, WS2F, SHEP7, DFNA69, KITLG
Specie	Umano
ID del gene (umano)	4254
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-214 di KITLG umano (NP_000890.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P21583
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante