

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Klc2 Per Wb E Elisa - Q9H0B6

Numero articolo: CM0022455



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia KLC2 umano (chinasina catena leggera 2), cross-reattivo con topo e ratto. Adatto per WB e ELISA, ideale per la ricerca sul trasporto di organelli basato su microtubuli e il posizionamento dei lisosomi nella neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KLC2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	KLC2; SPOAN
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	64837
ID gene	64837
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 di KLC2 umano (NP_073733.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H0B6
Peso proteico	69 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio