

Anticorpo Policlonale Anti-Klf1 Per Wb, Elisa - Q13351

Numero articolo: CM0014947



introduzione

Anticorpo Policlonale (pAb) di Coniglio KLF1 per applicazioni di Western Blot (WB) ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con il ratto. Utilizzo nella ricerca per lo sviluppo degli eritrociti e la regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	pAb di Coniglio KLF1
Note/Alias	EKLF; EKLF/KLF1; KLF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10661
GeneID	10661
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Ratto
SWISS	Q13351
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio