

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Klf1 Per Wb, Elisa - Q13351

Numero articolo: CM0022347



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-KLF1 convalidato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con specie umana, murina e ratto. Targetizza il fattore di trascrizione eritroide KLF1 (38 kDa), un regolatore chiave dell'eritropoiesi e del passaggio dalle globine fetali a quelle adulte.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KLF1 pAb di coniglio
Note/alias	KLF1; EKLF; CDAN4; HBFQTL6; INLU; fattore Kruppel-like 1
Specie	Umana
ID del gene	10661
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 211-311 del KLF1 umano (NP_006554.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q13351
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante