

Anticorpo Policlonale Anti-Klf10 Per Wb, Elisa - Q13118

Numero articolo: CM0018610



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting KLF10 umano (TIEG1). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sulla regolazione trascrizionale, ritmi circadiani e metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KLF10 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	EGRA; TIEG; TIEG1; EGR-alpha; KLF10
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7071
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q13118
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio