

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Klf10 Per Wb, Elisa - Q13118

Numero articolo: CM0006666



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro KLF10 umano (TIEG1), validato per Western blot e ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo. Adatto per la ricerca sul ritmo circadiano e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KLF10 Coniglio mAb
Note/Alias	EGRA, TIEG, TIEG1, EGR-alpha, KLF10
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7071
Gene ID	7071
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del KLF10 umano (Q13118)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13118
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio