

Anticorpo Policlonale Anti-Klf11 Per Wb, Elisa - O14901

Numero articolo: CM0023107

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KLF11 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce con topo e ratto. Adatto per studi su fattori di trascrizione, segnalazione TGF-beta e ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KLF11 Rabbit pAb
Note / Alias	FKLF; FKLF1; MODY7; TIEG2; Tieg3; KLF11
Specie	Umano
GeneID (umano)	8462
GeneID	8462
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 13-107 di KLF11 umano (NP_003588.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O14901
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio