

Anticorpo Policlonale Anti-Klf12 Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4X4

Numero articolo: CM0023478

introduzione

KLF12 Rabbit pAb validato per WB, IHC-P ed ELISA; riconosce KLF12 (AP2REP) umano, murino e ratto. Adatto per lo studio della repressione trascrizionale e della regolazione del gene AP-2-alpha.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KLF12 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AP2REP; AP-2rep; HSPC122; KLF12
Specie	Umano
Gene ID	11278
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-310 di KLF12 umano (NP_009180.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4X4
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio