

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Klf14 Per Wb, Elisa - Q8Td94

Numero articolo: CM0021391

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting KLF14 umano (BTEB5), validato per WB ed ELISA. Cross-reagisce con umano, topo e ratto. Peso molecolare previsto 33 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KLF14 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	BTEB5; KLF14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	136259
GeneID	136259
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200-300 del KLF14 umano (NP_619638.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8TD94
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio