

## Anticorpo Policlonale Anti-Klf15 Per Wb, Elisa - Q9Uih9

Numero articolo: CM0030309



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KLF15 umano, un regolatore della trascrizione coinvolto nella fibrosi cardiaca e nell'ipertrofia. Adatto per WB e ELISA. Reagisce con l'umano. Ideale per la ricerca cardiaca e renale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | KLF15 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Osservazioni/Alias  | KKLF; KLF15                                                                                                                 |
| Specie              | Umano                                                                                                                       |
| GeneID (Umano)      | 28999                                                                                                                       |
| GeneID              | 28999                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di KLF15 umano (NP_054798.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                       |
| SWISS               | Q9UIH9                                                                                                                      |
| Peso proteico       | 44kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                          |