

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Klf15 Per If/Icc Ed Elisa - Q9Uih9

Numero articolo: CM0018078



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro KLF15 umano (fattore Krueppel-like 15), convalidato per IF/ICC ed ELISA. Adatto per studi sulla regolazione trascrizionale, fibrosi cardiaca e differenziazione dei podociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KLF15 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	KKLF; KLF15
Specie	Umano
GeneID (Umano)	28999
GeneID	28999
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 del KLF15 umano (NP_054798.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UIH9
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio