

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Klf4 Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O43474

Numero articolo: CM0002428



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio KLF4 validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva KLF4 (O43474) umano, murino, ratto. Adatto per ricerche sulle cellule staminali, sulla differenziazione e sulla barriera epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KLF4 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	EZF; GKLF; KLF4
Specie	Umano
GenelD (umano)	9314
GenelD	9314
Immunogeno	Peptide Sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O43474
Peso Proteico	55 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio