


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Klf4 Per Wb, Elisa - 043474

Numero articolo: CM0023907



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia KLF4 umano, validato per Western blot e ELISA. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione, il mantenimento delle cellule staminali e la differenziazione epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KLF4 Rabbit pAb
Note/Alias	EZF; GKLF; KLF4
Specie	Umana
ID gene (umano)	9314
ID gene	9314
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-479 di KLF4 umano (NP_004226.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	O43474
Peso proteico	55 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio