

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Klf4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q60793

Numero articolo: CM0031005



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il fattore di trascrizione KLF4, validato per Western blot, immunoistochimica su paraffina e ELISA. Rileva KLF4 di origine umana, murina e ratto. Supporta studi sulle cellule staminali, la biologia epiteliale e lo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KLF4 Rabbit pAb
Note / Alias	EZF; Zie; Gklf
Specie	Mouse
GeneID (Uomo)	9314
GeneID	16600
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-115 di KLF4 di topo (NP_034767.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q60793
Peso proteico	52 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio