

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Klf4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43474

Numero articolo: CM0030968



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-KLF4 validato per Western blot, immunoistochimica, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la biologia dello sviluppo, la ricerca sulle cellule staminali e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KLF4 Rabbit pAb
Note/Alias	EZF; GKLF; KLF4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9314
ID Gene	9314
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-115 di KLF4 (NP_001300981.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43474
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio