


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Klf5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13887

Numero articolo: CM0029857



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio per Krueppel-like factor 5 (KLF5) convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva KLF5 umano e murino.

L'immunogeno corrisponde alla regione N-terminale (aa 1-250). Adatto per la ricerca sui fattori di trascrizione. Accessione Uniprot Q13887.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	KLF5 Rabbit pAb
Note / Alias	CKLF, IKLF, BTEB2, KLF5
Specie	Umana
GeneID (Umana)	688
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 della KLF5 umana (NP_001721.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q13887
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio