

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Klf8 Per Wb, If/Icc, Elisa - 095600

Numero articolo: CM0023084

introduzione

Anticorpo policlonale ricombinante di coniglio anti-KLF8, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Adatto allo studio della regolazione della trascrizione, della progressione del ciclo cellulare e delle vie correlate a KLF8.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KLF8 Rabbit pAb
Note/alias	BKLF3; ZNF741; KLF8
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	11279
ID del gene	11279
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-280 di KLF8 umano (NP_009181.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	095600
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante