


Anticorpo Policlonale Anti-Klhdc2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2U9

Numero articolo: CM0016177



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio KLHDC2 validato per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce KLHDC2 umano e murino, un componente di riconoscimento del substrato del complesso ligasi E3 ubiquitina CRL2 coinvolto nel controllo di qualità delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale Coniglio KLHDC2 (pAb)
Note/Alias	LCP; HCLP1; HCLP-1; KLHDC2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23588
Immunogeno	Proteina Ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Y2U9
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio