

Anticorpo Policlonale Anti-Klhdc3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq90

Numero articolo: CM0017227



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KLHDC3 umano, validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio del ligasi ubiquitina CRL2, delle vie del degrado C-terminale e della meiosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KLHDC3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PEAS; dj20C7.3; KLHDC3
Specie	Umano
GeneID	116138
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-382 di KLHDC3 umano (NP_476502.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9BQ90
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio