

Anticorpo Policlonale Anti-Klhl1 Per Wb, Elisa - Q9Nr64

Numero articolo: CM0016107

introduzione

KLHL1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale diretto contro la proteina 1 simile a Kelch umana (KLHL1), validato per Western blot ed ELISA. KLHL1 è coinvolta nell'organizzazione del citoscheletro di actina nelle cellule cerebrali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KLHL1 Rabbit pAb
Note/Alias	MRP2; KLHL1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	57626
GeneID	57626
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 della KLHL1 umana (NP_065917.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9NR64
Peso della proteina	83 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio