


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Klhl11 Per Wb E Elisa - Q9Nvr0

Numero articolo: CM0021481



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro KLHL11 umano (proteina simile a Kelch 11), un componente della ubiquitina ligasi E3 cullin-RING; adatto per Western blotting e ELISA; reagisce crociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KLHL11 Rabbit pAb
Note/Alias	KLHL11
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	55175
ID gene	55175
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-300 di KLHL11 umano (NP_060613.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NVR0
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio