

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-KLHL15 Per Wb, Elisa - Q96M94

Numero articolo: CM0024077

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-KLHL15 validato per WB ed ELISA, reattivo con umano, topo, ratto. Mira a KLHL15, un adattatore specifico per substrato per la ligasi E3 ubiquitina CUL3, coinvolto nella riparazione dei danni al DNA e nella regolazione della PP2A.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KLHL15 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	XLID103; HEL-S-305; KLHL15
Specie	Umano
Gene ID	80311 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-300 di KLHL15 umano (NP_085127.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96M94
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio