

Anticorpo Policlonale Anti-KLHL3 Per Wb, Elisa - Q9Uh77

Numero articolo: CM0013961



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-KLHL3 validato per Western blot ed ELISA in campioni umani e murini. Consente di studiare il trasporto ionico renale, la degradazione delle chinasi WNK e le vie di ubiquitinazione. Adatto alla ricerca e allo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KLHL3 pAb di coniglio
Note/Alias	PHA2D; KLHL3
Specie	Umana
ID del gene (umano)	26249
ID del gene	26249
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 della KLHL3 umana (NP_059111.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9UH77
Peso della proteina	65 kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio