

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Klhl42 Per Ihc-P, Elisa - Q9P2K6

Numero articolo: CM0017071

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-KLHL42 (Ctb9, KLHDC5) validato per applicazioni IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani e murini, prendendo di mira la proteina 42 simile a Kelch, coinvolta nel complesso della ligasi E3 dell'ubiquitina e nella progressione mitotica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KLHL42 pAb di coniglio
Note/alias	Ctb9; KLHDC5; KLHL42
Specie	Umana
GeneID (umano)	57542
GeneID	57542
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 206-505 della KLHL42 umana (NP_065833.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9P2K6
Peso della proteina	57 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante