

Anticorpo Policlonale Anti-KLHL8 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2G9

Numero articolo: CM0016238

introduzione

KLHL8 Rabbit pAb: un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro KLHL8 umano, adatto per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla E3 ubiquitina ligasi e sulla degradazione di RAPSN.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KLHL8 Rabbit pAb
Note/Alias	KLHL8
Specie	Umana
GeneID (Umano)	57563
GeneID	57563
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 271-620 della KLHL8 umana (NP_065854.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9P2G9
Peso proteico	69 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio