

Anticorpo Policlonale Anti-Klk1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06870

Numero articolo: CM0022987



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al KLK1 umano, convalidato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva il KLK1 endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi sulla lavorazione della chininogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KLK1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	hK1; KLKR; Klk6; KLK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3816
GeneID	3816
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-262 del KLK1 umano (NP_002248.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06870
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio