

Anticorpo Policlonale Anti-Klk11 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubx7

Numero articolo: CM0026886

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro KLK11 umano (kallikrein-11, ippostasin). Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con umano e topo. Adatto per la ricerca sulle proteasi e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KLK11 Rabbit pAb
Note/Alias	TLSP; PRSS20; KLK11
Specie	Umano
GenelD (Umano)	11012
GenelD	11012
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9UBX7
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio